

Carrozzina Polifunzionale Elettronica

*Electronic multi-purpose tilting
wheelchair*

MARCUS JOY

La carrozzina elettronica con seggiolone polifunzionale che consente la mobilità del paziente sia nell'uso domestico che su strada.

Completamente costruita in Italia, con motorizzazione italiana di nuova generazione, bassi consumi e altissima efficienza.

The electronic wheelchair with postural multi-purpose tilting chair that allows the mobility of the user inside home and outside on the road.

The wheelchair is completely made in Italy with a new generation motor, using minimal power absorption and high performance.



Riferimento codice nomenclatore tariffario
(codes only for the Italian market)
12.21.27.009
Carrozzina elettrica per uso esterno
18.09.18.12
Seggiolone polifunzionale
18.09.18.205
Poggiatesta o poggianuca regolabile
in altezza, profondità nclinazione e con
possibilità di traslazione laterale
12.24.03.160 Schienale e poggia gambe a
regolazione elettronica



VERSIONE BIANCA
WHITE VERSION



VERSIONE NERA
BLACK VERSION

Marcus Joy

Carrozzina elettronica con seggiolone polifunzionale regolabile elettronicamente. Unica ed innovativa e con la dotazione di luci di direzione e di posizione consente la mobilità del paziente sia nell'uso domestico che su strada.

Un joystick di controllo di ultima generazione permette il controllo della marcia della carrozzina con estrema facilità e sicurezza. Le diverse posizioni del seggiolone posturale sono comandate da comandi semplici ed intuitivi e i movimenti sono fluidi e confortevoli. Grande autonomia e leggerezza, estremamente veloce. L'altezza da terra di 14,5 cm la rende estremamente versatile.

Marcus Joy is the multi-purpose tilting electronic wheelchair with electronically adjustable postural positions. Unique and innovative, with the equipment of light indicators enables the mobility of the user inside house or outside on the road. A joystick of the latest generation allows wheelchair driving control with extreme ease and safety. The different positions of the postural chair are controlled by simple and intuitive buttons and movements are smooth and comfortable.

Great range and low weight, extremely quick in motion. Clearance from ground of 14,5 cm makes the machine extremely versatile.



VERSIONE

MARCUS JOY EL PLUS	SI	NO	NO
MARCUS JOY EL	NO	SI	SI
MARCUS JOY	NO	SI	NO

DETTAGLI - DETAILS



Joystick con display

Il Joystick con display consente di regolare tutte le funzioni, compreso i poggiamambe

Joystick with display

The joystick with the display allow the user to adjust all the function, footrest included.



Joystick

Regolabile in profondità e ripiegabile lateralmente

Joystick

Depth-adjustable and side folding control



Comandi Inclinazione poggiamambe

Regolabile in profondità ed abbattibile lateralmente

Legrest inclination Joystick

Depth-adjustable and folding side

Basculamento seduta da 0 a 20° Tilting seat from 0 to 26 °



Inclinazione schienale da 90 a 120° Inclination of the backrest 90 to 120 °



Bracciolo

Regolabile in altezza e asportabile

Armrest

Adjustable in height and removable



Inclinazione poggiamambe da 0 a 80° Legrest inclination from 0 to 80 °

Elettrica (optional)

Electric (optional)



Seduta regolabile in larghezza

Da 40 cm a 45 cm

Seat adjustable in width

From 40 cm to 45 cm



Seduta regolabile in profondità

Fino a 8 cm

Seat adjustable in depth

Until 8 cm



OPZIONALI - OPTIONAL

Joystick posteriore

Comandi posteriori per assistente

Rear joystick

Rear controls for assistant



Bracciolo per emiplegici

A018 DX, A019 SX

Armrest for hemiplegic

A018 DX, A019 SX



Schienale sistemi posturali
Backrest postural system



Cuneo divaricatore

A005

Legs wedge

A005



Poggia testa

Regolabile in altezza, lateralmente e removibile

Headrest

Adjustable in height, laterally and removable



cod. A004



cod. A021



cod. A020

Appoggi laterali

Regolabile in altezza, larghezza e profondità.


Lateral supports

Adjustable in height, width and depth



Cod. A001

Cod. RM040



MARCUS JOY - Dati Tecnici / Technical details

Dati Tecnici - Technical details	MARCUS JOY 40	MARCUS JOY 45
Larghezza seduta - Seath width	40 cm	45 cm
Larghezza totale - Total width	61 cm	63 cm
Inclinazione schienale - Back inclination	90 - 115 cm	90 - 115 cm
Basculamento seduta - Seat inclination	0 - 23°	0 - 23°
Profondità seduta - Seat depth	40 - 50 cm	40 - 50 cm
Altezza totale - Total heigth	125 - 140 cm	
Altezza da terra - Sit heigth	14,5 cm	
Diametro ruote posteriori - Diameter rear wheels	35 cm	35 cm
Diametro ruote anteriori - Diameter front wheels	25 cm	25 cm
Altezza bracciolo dalla seduta - Armrest heigth from seat	20 - 27 cm	20 - 27 cm
Peso ausilio - Wheelchair weigth	105 Kg	105 Kg
Peso con imballo - Total weigth with packaging	128 Kg	128Kg
Portata massima - Max load	120 Kg	120 Kg
Batterie alimentazione - Batteries power	24V 50A/h	
Tensione di alimentazione carica batterie (V/Hz) - Battery charger supply	230 / 50-60 (V/Hz)	
Potenza dei motori - Motor power	2x220 W	
Velocità di spostamento - Speed	12 (KM/h)	
Pendenza massima - Maximum slope of the floor	> 20%	
Autonomia media della batteria (con persona di 70 kg circa) Average duration of the battery charge (person weighing 70 Kg)	40 Km	
Tempo medio di carica della batteria - Average charging time	8 Ore/Hours	
Temperatura di stoccaggio con imballo (in ambiente asciutto) Storage temperature with packaging	0° - 45°	
Campo di temperatura dell'ambiente di utilizzo - Temperature range in place of use	-10° / 45°	
Dimensioni dell'imballo con pallett (AxBxH) - Packaging dimension on pallett	110x80x135 cm	

Le caratteristiche riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto descritto.

The listed technical features are purely indicative and not binding. Antano GROUP reserves the right at any time to make any appropriate changes in order to improve the performance of the product.